

一次性使用無菌皮膚記號筆

[產品描述]

一次性使用無菌皮膚記號筆(以下簡稱皮膚記號筆)，是醫護人員在醫療過程中在病人皮膚上標記時使用的醫療產品。

[產品規格]

#	型號	品牌	綫寬	帶尺	帶貼紙
1	663021	/	普通筆尖 (1 mm)	否	否
2	663022	/	普通筆尖 (1 mm)	是	否
3	663023	Concord	普通筆尖 (1 mm)	是	6
4	663024	/	普通筆尖 (1 mm)	是	9
5	663025	/	普通筆尖 (1 mm)	是	6
6	663121	/	細尖筆尖 (0.5 mm)	否	否
7	663122	/	細尖筆尖 (0.5 mm)	是	否
8	663123	Concord	細尖筆尖 (0.5 mm)	是	6
9	663124	/	細尖筆尖 (0.5 mm)	是	9
10	663125	/	細尖筆尖 (0.5 mm)	是	6
11	663221	/	雙頭筆尖	否	否
12	663222	/	雙頭筆尖	是	否
13	663223	/	雙頭筆尖	是	6
14	663224	/	雙頭筆尖	是	9

[產品性能]

在外科手術之前或期間，皮膚記號筆用於標記和選擇手術部位。

墨水主要含有龍膽紫，墨跡持久、耐擦洗、幾乎無味。


一次性使用。使用75%酒精和碘伏消毒過程中，劃線不易擦除。

應用於一般外科，整形外科、骨科、神經外科、心血管外科及放射治療等手術中，具有快速、安全、方便的特性。

[結構組成]

一次性使用無菌皮膚記號筆由筆蓋、筆尖、筆嘴頭、筆大身、筆芯、筆後蓋、墨水（含龍膽紫、異丙醇、丙二醇、水）組成，另有可選擇的軟尺和不乾貼紙（依型號而定）。

[結構示意圖]



[適用範圍]

用於診斷和治療皮膚病、介入性放射學、外科、醫學教學中在病人皮膚上作標記、定位。

[使用說明]

1. 依照標準程序用75%酒精和碘伏對正常皮膚進行消毒並待其風乾（約6秒）。
2. 在正常皮膚上測試皮膚記號筆，以確保它是否有任何過敏反應。
3. 用一般力度劃記號，並確認墨水有效且標記可見。
4. 如需新增標記，請重複上方的步驟。
5. 使用後將記號筆以醫療廢棄物標準處理。
6. 使用葡萄糖酸氯己定消毒液可以擦除記號。

[注意事項]

1. 應考慮病人可能對龍膽紫過敏的可能性。使用過程中，如發現病人感到不適，立即停止使用並適當治療。
2. 本產品經輻射滅菌，僅限一次性使用，不得重複使用或再次滅菌。重複使用可能會導致交叉污染，從而導致微生物感染。
3. 本產品應在單一病人的乾燥皮膚上使用，如病人皮膚流汗或潮濕，請先擦干皮膚，然后再按照上述使用說明進行操作。
4. 使用時注意筆尖的保護，不用時應蓋好筆蓋。
5. 包裝打開後應馬上使用，產品使用後，應依醫療垃圾適當處置。
6. 如包裝或產品損壞或有污漬，請勿使用。
7. 不要吞食。如不慎誤食，請勿催吐。用清水徹底漱口，並尋求醫生建議。
8. 避免與眼睛接觸。如不慎接觸，請用水沖洗眼睛並就醫。

[禁忌症]

不建議用於黏膜和開放性傷口。

[可能的併發症]

暫未發現

[貯存]

本產品應貯存在陰涼、乾燥的地方，避免接觸水、陽光直射、極端溫度或濕度的環境下存放，且防止與腐蝕性氣體接觸。

溫度: 5°C - 25°C

[有效期]

滅菌有效期限三年

[到期日期]

請參閱包裝標籤

[生產許可證號] 粵食藥監械生產許20112001號

[產品技術要求號] 粵械柱準20172011109

[產品註冊證編號] 粵械柱準20172011109 {新證下來之後要換新編號}

[售後服務單位] 東莞康鈞醫療用品有限公司