



## Breast Shaper

A non-plastic surgery but effective breast enhancement  
 Gain a cup size in just 3 month

### Theory

Fats in the breast are floating due to gravity, they flow to our stomach at day time and to our back at night time while we sleep. The science is to use negative pressure to make space under the skin, sucking fats nearby to fill the space up. In addition, it keeps fats firm at its position, boosting circulation to the area, making it easier to grow fats as well as making the skin youthful.


### Applications

- 1 - For the purpose of enlargement, treatment should be made with a low negative pressure, and an 8 hour of treatment every day. Stop treatment for 1 or 2 days in every 7 days and continue again.
- 2 - A cup size could be gained with a period of 3 months. (e.g. from cup B to cup C)
- 3 - Try to gain some weight if you are very thin.
- 4 - For the purpose of firming, a 3 course of 2 hour treatment every week.
- 5 - To ensure breast development in youth, 2 hours of treatment every 2 days
- 6 - Apply lotion or baby oil on breast before and after treatment to reduce skin allergy (make sure you're not allergic to the lotion/baby oil you use)



### Introduction

- 1 - Lean forward slightly. Push surrounding fats towards breast while putting the first dome on. Each new dome comes with a skin adhesive on the edge to aid new application, the stickiness would disappear after about 10 times of use.
- 2 - Connect manual pump to the valve, press and release the pump twice.
- 3 - Repeats step 2 and 3 on the other side. Connect the 3 ways adaptor to both valves and the other end to the electric pump. Press bottom to have it operate automatically.
- 4 - Put the electric pump in the pocket inside the bra top. The electric pump functions by keeping appropriate pressure automatically. It operates while loosen and stops when the negative pressure is appropriate.
- 5 - Sufficient treatment would be made anytime for at least 2 hours with appropriate negative pressure.



### Cautions

- \* Over pressure at an extended period of time can cause skin problems.
- \* Do not use when getting skin diseases or allergy

CE ISO 13485:2012/AC:2012  
 生产许可证编号:  
 粤食藥監械生產許20112001號



## Breast Shaper 美胸器

### 讓它每天長一點點，三個月升一罩杯！！

Product No. 產品編碼 : 852 0101

#### Introduction 前言

人體內的脂肪都是流動的，發育期過後，時下的都市生活下，胸部的脂肪於白天較易往腹部遷移而期後則較易遷移往後背和手臂後方的三頭肌位置，形成背部和手臂後端積聚大量脂肪。

多年臨床經驗證實每天佩戴大約8小時，成年人連續使用3天便有明顯效果，而維持3個月者乳房都能提升一杯級別以上。未發育女孩只需每周使用3次，每次2小時能確保乳房發育完美。

升杯罩由香港累積20多年豐胸臨床經驗資深教授醫生參考歐美多個類同產品汰劣存優，聯合符合歐盟資質及GMP資質醫療器材生產工廠研發，以目前最接近人體肌肉的材料醫療級矽膠製造。由德國進口的材料通過多項包括皮膚刺激，皮膚致敏和生物相容性測試，符合歐盟有關長期接觸皮膚標準ISO 10993-1:2009 法規。出廠前更以歐盟醫療無菌產品規定的 ISO 11135-1: 2007滅菌，保證安全可靠絕無副作用。



#### 用途：

- 1 豐胸** 局部長期保持適當的負壓力度，負壓部位的血液循環會特別加快，帶來大量氧份，水份和營養，令該處較易生長脂肪，形成局部自然豐滿效果。
- 2 美乳** 局部長期保持適當的負壓，會帶引附近的流動脂肪遷移到這裡填補因負壓而造成內部細胞空隙而吸附近脂肪，令乳房飽滿及富彈性。
- 3 防下垂** 經常佩戴升杯罩在較高位置，底部盛托乳房，讓乳房頂上空位承受適當負壓，控制所吸納和生長的脂肪集中在乳房頂部，令乳房更堅挺及有效抵抗下垂。
- 4 美膚** 負壓罩同時阻止水份揮發，罩內保持高濕度狀態，為局部皮膚充分補濕，良好血液循環為皮膚補充膠原蛋白，確保皮膚潤滑年輕。

#### 用法：

- 1- 澡後（建議為乳房塗上適量潤膚霜或BB油）將1個 Shaper 置於理想位置坐直或平躺，注意 Shaper 邊緣和身體間不能有空隙，稍用力壓向身體使其固定。
- 2- 左手把定氣閥 (3)，右手將手泵 (4) 吸嘴稍用力插緊氣閥。捏實及鬆開抽出罩內空氣（建議2次）拔出手泵。帶上另一個，重複這步驟。
- 3- 將三通Y型接上氣閥，另一端接上自動泵並將其啟動。自動泵的功能是保持適當負壓，當泄壓時操作至適當負壓時待機。
- 4- 穿上前置拉鏈內衣，將自動泵放入內衣內置口袋，然後可以自由活動。建議讓身體自然放鬆，可以睡覺或做任何不讓身體扭曲或拉伸的動作。
- 5- 每天使用8小時持續3個月可明顯見豐胸效果，
- 6- 每周三次，每次2小時可確保胸部不老化，不變形。

#### 注意：

皮膚正值敏感時應該暫停使用  
 只供一人使用以避免交叉感染，請保持產品衛生以避免皮膚病  
 超高負壓有可能造成紅腫，此時應該暫停使用。



CE ISO 13485:2012/AC:2012  
 生产许可证编号：  
 粵食藥監械生產許20112001號