

## Medical beauty : Lift a little bit of wrinkles and scars everyday



It's natural that metabolism would slow down after puberty to reduce energy consumption, This can cause the slowing down of circulation. When the epidermis is not receiving enough essentials like oxygen and collagen due to poor circulation, the skin aim age at a mean quicker rate. Our Refine Pad are made of Elements of oxygen, carbon, hydrogen and silicone cross linked. It boost dermal circulation, encourages skin rejuvenate, self-hydrate and enhance skin elasticity. At the same time, it reduce excess water loss off, allowing enough nutrients to keep skin youthful.

- ✓ increase dermal circulation, retains moisture, boosts collagen and metabolism
- ✓ reduce and removes wrinkles, also prevents wrinkles from developing
- ✓ helps return skin to a youthful and supple appearance.
- ✓ reduce bag under eyes, avoids and reduces pimples
- ✓ Reduces effectively the appearance of scars
- ✓ 100% Medical instant muscle Silicone
- ✗ Additives or hormone

1. Clean skin thoroughly before applying, or apply over your general skin moisturizer could enhance its effect (oil-based substances may affect the adhesive quality)
2. Apply the pad to the desired area while sleeping or for more than 2 hours at any time. It is self-adhesive, viscosity may no longer exist after approximately 20 times of use. Patch drop off and stick on cloth or use on other skin care product could shorter it's life time.
3. Remove the pad slowly after use and put it back to the card inside the package.
4. it should be cleaned occasionally by gentle detergent and rinse with warm water so as to remove exfoliated skin cells, tissues and foreign objects.
5. Do not dry with a towel, may place back to card or use again without drying



1. Do not use when there is a skin problem or known is allergic to silicone.
2. Discontinue using it if a rash or irritation occurs.
3. Apply single use only to open wounds so as to prevent cross infections;
4. Make sure breathing is not interfered when using during sleeping.



Store in cool, ventilated and dry place, avoid contact with corrosives.  
Validity 1 years from date of manufacture.



EN ISO 13485:2012 Certificate No. Q1N 13 07 74603 006

SFDA Cert No. Guangdong 2011 2001

### Sign instructions:



Disposable



Sterile EO



Product number



Batch number



Expiry date



Date of manufacture

Name of manufacturer and Service :

EC Rep : Welkeng Ltd ([www.ce-marking.eu](http://www.ce-marking.eu))

29 Harley St., London W1G 9QR, UK

Mftr : Concord Medical Ltd

Address : Shop 9, Basement, Shing Lee Comm'l Bldg,  
No. 8 Wing Kut St., Sheung Wan, HK

Tel no. : 2866 6308 Fax no. 3542 5676

Factory : Workshop J, 13/F, Shield Industrial Centre  
84-92 Chai Wan Kok St, Tsuen Wan, Hong Kong.

## 醫學皮膚修復貼：喚醒細胞自我修復功能，讓皺紋和瘡疤每天一點點減退



自然規律是我們的循環系統在發育期後會減慢以降低消耗能量。當皮下層沒有足夠循環則不會得到足夠氧份、膠源等。以致表層皮膚只能有限度維持原狀，繼而出現老化，皺紋，斑點等問題，與日俱增。

### 用途：

促進皮下循環，為皮膚帶來足夠所需的氧份、膠源等，阻止水份過度揮發，抗氧化。讓皮膚有足夠營養維持青春氣色和保持容光煥發。  
有效預防和減低細紋形成，減淡、撫平及修復細紋，防止及治療青春痘。  
去除黑眼圈和眼袋，抵抗乳頭和乳雲顏色變深。  
傷口癒合中使用，有利於防菌和預防形成結痂組織及瘻肉增生。  
傷口癒合後長期使用能有效淡化疤痕。

### 用法：

建議晚上睡前使用至次日外出前，或任何時段連續使用超過2小時。  
清潔皮膚，撕掉保護膠片，粘面自然貼向皮膚。（儘量不拉伸產品）  
用自然力度貼於應用處，用手掌輕壓至穩妥。  
睡醒用自然力度撕下，粘面貼在儲存片上，妥為保存。  
經多次使用後粘力下降時，用溫和洗潔精清洗粘面後翻用，注意保持粘面潔淨。  
粘力失效時更換新產品，建議使用不超過20次。  
**注-粘面貼于其它物质上 \*\*特别是布面\*\* 将使产品失去粘性而无法继续使用。**



1. 當皮膚不適或敏感時，避免使用。
2. 皮膚有刺激感覺，請停止使用。
3. 在未癒合創口上只宜作單次使用。
4. 使用時應確保呼吸不受影響。



儲存於乾燥，陰涼之處並遠離腐蝕性物質  
無菌有效期：滅菌日期後一年



EN ISO 13485:2012 No. Certificate No. Q1N 13 07 74603 006  
(歐盟無菌醫療器械生產認證)

中國無菌醫療器械生產許可證 粵食藥監生產許 20112001

生產商：康鈞醫療有限公司 地址：香港上環永吉街8號地庫9號  
0852 - 2866 6308 0852 - 2893 3425  
[www.concord-medical.com](http://www.concord-medical.com) [info@concord-medical.com](mailto:info@concord-medical.com)



工廠：香港荃灣柴灣角街84-92號順豐工業中13樓J座  
852- 3542 5678 852- 3542 5676



LATEX free